

**OFERTA SGL**

Oferta válida hasta el 30.04.2018

**OVAN**  
Equipos para Laboratorio



## INCUBADORA CON AGITACIÓN

- Cámara Incubadora metálica de sobremesa con puerta frontal en metacrilato transparente.
- Temperatura controlada por microprocesador, con algoritmo de regulación ARA V2 con tecnología fuzzy logic de alta precisión para sonda externa o interna (Pt100 clase A, integrada).
- Display digital LCD retroiluminado con indicación del valor seleccionado y real de temperatura, y temporizador (con avisador acústico)
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de seguridad por sobre temperatura.
- Posibilidad de incorporar una sonda de temperatura externa para controlar la T más próxima a la muestra de ensayo.
- Posibilidad de montaje sobre agitador orbital o de vaivén (modelos Orbital Midi, Orbital Maxi o Horizontal Maxi).
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.

**2.825€**

**3.826€**

Rango de T<sup>a</sup>: T amb a 60°C

Revoluciones: 400rpm

Controlador: Digital

Resolución: 0,1°C

Homogeneidad interior: +/- 2%

Temporizador (min): 0-240

Volumen: 108 litros

Dimensiones interior: 460 x 460 x 490

Dimensiones exterior: 480 x 490 x 630

Ref. 10000-01085

Accesorios y plataforma no incluido



**2.281€**

**3.083€**

Rango de T<sup>a</sup>: T amb a 60°C

Revoluciones: 400rpm

Controlador: Digital

Resolución: 0,1°C

Homogeneidad interior: +/- 2%

Temporizador (min): 0-240

Volumen: 108 litros

Dimensiones interior: 470 x 470 x 490

Dimensiones exterior: 480 x 490 x 620

Ref. 10000-01084

Accesorios y plataforma no incluido



Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0919. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



**Suministros Generales  
para Laboratorio, S.L.**

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA  
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net