

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.03.2019

bioSan
Medical-Biological
Research & Technologies



LAVADOR DE MICROPLACAS INTELISPEED

El lavador de microplacas Intelispeed IW-8 está diseñado para el lavado de placas estándar de 96 pocillos de fondo plano y microtiras. La unidad es totalmente programable, lo cual garantiza la maduración de soluciones en varios pasos y la aspiración.

La unidad proporciona:

- Modo de lavado
- Modo de aclarado
- Modo de mezclado
- Doble aspiración
- Posibilidad de mezclado adicional de soluciones durante el tiempo intermedio entre dos ciclos de trabajo
- Posibilidad de uso de placas de microanálisis de diferentes fabricantes, garantizado mediante la configuración de placas automática (ajuste para diferentes profundidades de pocillos de placas)
- Modo de lavado de placas y tiras
- Programas definidos por el usuario con parámetros ajustables
- Guardado de los programas de trabajo

3.187,50€

3.400€



Ref. IW-8

Volumen de dispensación mínimo - máximo: 25 µl - 1600 µl.

Precisión de dispensación: $\pm 2.5\%$.

Volumen de líquido residual permitido en el pocillo de la placa: no superior a 2 µl.

Cabezal de lavado con 8 canales, 3 frascos para soluciones de lavado, un frasco de desechos y un frasco con filtro incluidos.

Número de programas: 100.

Garantía: 2 años.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0912 / No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



**Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.**

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net