

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019
o hasta fin de existencias

OVAN
Equipos para Laboratorio



AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL CON CALEFACCIÓN Y SONDA EXTERNA

489€

632€

- Apropiado para todo tipo de laboratorios, gracias a su robustez así como a su diseño ergonómico y moderno
- Velocidad y temperatura controladas por microprocesador, con sonda interna Pt100 integrada.
- Algoritmo de regulación de temperatura ARA V2, con tecnología fuzzy logic de alta precisión para sonda externa, sin sobrepasar la temperatura seleccionada (incluso a 30°C).
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de que las condiciones de la muestra varíen.
- Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad y temperatura.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Indicador en pantalla de alta temperatura en el plato para evitar quemaduras.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Plato extraíble para poder sustituirse en caso de deterioro.



Características técnicas

Modelo	MicroMagMix	Rango temperatura	5-300C°
Referencia	10000-00099	Resolución (c°)	0,5
Volumen	15L	Max viscosidad	40
Exactitud Temperatura	+/- 1	Material plato	Acero Inox. AISI 304
Rango velocidad	100-1250 rpm	Diámetro plato	154mm
Resolución (rpm)	25 rpm	Dimensiones (cm)	210x260x130
Potencia calefacción	500W	Peso	4,2Kg
Controlador	Digital	Protección IP	IP52

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0719. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.