

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018
o hasta fin de existencias

OVAN
Equipos para Laboratorio



AGITADORES CON CALEFACCIÓN

MiniMagMix

171€

~~213€~~



- ▶ Agitador con calefacción de reducidas dimensiones.
- ▶ Apropiado para todo tipo de laboratorios, tanto laboratorios de investigación, industriales, biotecnológicos, etc.
- ▶ Velocidad de agitación y temperatura controladas por microprocesador.
- ▶ Display de LED's con indicación del ajuste de velocidad y temperatura en 4 niveles.
- ▶ Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- ▶ Plato de calefacción de aleación de aluminio pulida.
- ▶ Embalaje: 36x26x18cm

Características técnicas

Modelo	MiniMagMix
Referencia	10000-01033
Volumen	2L
Potencia	2,8W
Rango velocidad	300-1250rpm
Resolución (rpm)	4 niveles: 300 - 600 - 900 - 1250
Potencia calefacción	250W
Controlador	Analógico
Rango temperatura	100-400C°
Material plato	Aluminio Pulido
Diámetro plato	100x100 mm
Dimensiones (cm)	115x215x90 mm
Peso	1,3Kg
Protección IP	IP32

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018
o hasta fin de existencias

OVAN
Equipos para Laboratorio



AGITADORES CON CALEFACCIÓN

BasicMagMix

240€

300€



- ▶ Apropriado para todo tipo de laboratorios, gracias a su robustez, así como a su diseño ergonómico y moderno.
- ▶ Velocidad y temperatura regulables, controlados por microprocesador.
- ▶ Selección entre 10 niveles diferentes tanto para velocidad como para temperatura.
- ▶ Display de LED's con indicación de los valores seleccionados.
- ▶ Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- ▶ Plato extraíble para poder sustituirse en caso de deterioro. * Plato esmalte cerámico opcional.
- ▶ Embalaje: 36x26x18cm 500W

Características técnicas

Modelo	BasicMagMix
Referencia	10000-00090
Volumen	5 - 8L
Potencia	50W
Rango velocidad	300-1500rpm
Resolución (rpm)	10 niveles: 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500
Potencia calefacción	500W
Controlador	Analógico
Rango temperatura	37-400C°
Resolución (c°)	10 niveles: 37 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - max
Max viscosidad	10
Material plato	Aleación aluminio
Diámetro plato	154mm
Dimensiones (cm)	210x260x130
Peso	4Kg
Protección IP	IP52

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018
o hasta fin de existencias

OVAN
Equipos para Laboratorio



AGITADORES CON CALEFACCIÓN

MicroMagMix

325€

408€



- ▶ Apropriado para todo tipo de laboratorios, gracias a su robustez así como a su diseño ergonómico y moderno.
- ▶ Velocidad y temperatura controladas por microprocesador, con sonda interna Pt100 integrada.
- ▶ Algoritmo de regulación de temperatura ARA V2, con tecnología fuzzy logic de alta precisión para sonda externa, sin sobrepasar la temperatura seleccionada (incluso a 30°C).
- ▶ Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de que las condiciones de la muestra varíen.
- ▶ Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada.

- ▶ Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad y temperatura.
- ▶ Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- ▶ Indicador en pantalla de alta temperatura en el plato para evitar quemaduras
- ▶ Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- ▶ Plato extraíble para poder sustituirse en caso de deterioro.
- ▶ Embalaje: 36x26x18cm 500W

Características técnicas

Modelo	MicroMagMix	Rango temperatura	20-300C°
Referencia	10000-00092	Resolución (c°)	0,5
Volumen	5-8L	Max viscosidad	10
Potencia	5W	Material plato	Aleación aluminio
Rango velocidad	100-1250 rpm	Diámetro plato	154mm
Resolución (rpm)	25 rpm	Dimensiones (cm)	210x260x130
Potencia calefacción	500W	Peso	4Kg
Controlador	Digital	Protección IP	IP52

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.