

**OFERTA SGL**

Oferta válida hasta el 31.12.2018

**MADGETECH**  
WE BUILD DATA LOGGERS



## ADQUISIDORES DE DATOS

Con interface de comunicación a PC y programa para Hitemp140

El programa MADGETECH permite calcular valores máximas, mínimas, promedios, desviaciones, sincronización de varios loggers en una misma gráfica y realizar la calibración digital del equipo. Exportar datos a Excel y a otros formatos comunes

**656,25€**

**750€**

### Modelo HITEMP140 + IFC400



- Adquisidor de datos para Autoclave
- Sonda externa con sensor Pt100
- Rango: -40+140°C
- Resolución; 0.01°C
- Precisión:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  (-20 +140°C)
- Memoria: 32.767 lecturas
- Cuerpo de acero inoxidable, soporta 10 bars de presión
- Índice de protección IP68
- Alimentación: Pila de litio 3,6V sustituible por el usuario
- Tamaño: Cuerpo 67x25mm (Ø). Sonda de 54x3,8 mm (Ø). Peso: 120gr
- Interface de comunicación a PC y programa para Hitemp140

Ref. 010805029 + 010820154

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4418. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.