

-20%

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



BALANZAS OHAUS

Balanzas Adventurer® Analytical.



Desde 1.460€

- Rápida estabilización y funcionamiento fiable para resultados repetibles.
- Pantalla táctil a color con un amplio ángulo de visión y doble puerto USB con seguimiento GLP/GMP que ayudan a supervisar y realizar informes.
- Las puertas del corta-aíres están compuestas por dos paneles que ocupan menos espacio en la zona trasera al abrirse

Ref.	Modelo*	Alcance	Escalón (d) (e)	Plato	Masa de test	PVP	Oferta
30122610	AX124	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	100g, E2	2.085 €	1.668 €
30100620	AX124M	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	100g, E2	2.305 €	1.844 €
30122657	AX124/E	120 g	0.1 mg	Ø 90 mm	100g, E2	1.825 €	1.460 €
30122611	AX224	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	200g, E2	2.185 €	1.748 €
30100621	AX224M	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	200g, E2	2.405 €	1.924 €
30122612	AX224/E	220 g	0.1 mg	Ø 90 mm	200g, E2	1.925 €	1.540 €
30122613	AX324	320 g	0.1 mg	Ø 90 mm	200g +100g, E2	2.310 €	1.848 €
30100622	AX324M	320 g	0.1 mg	Ø 90 mm	200g +100g, E2	2.530 €	2.024 €

* Modelos que no acaban con letra: con calibración interna.

* Modelos acabados en M: son verificables con calibración interna.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0519. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

-20%

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



PRECIOS BALANZAS OHAUS

Balanzas Adventurer® Precisión.



Desde 660€

Ref.	Modelo*	Alcance	Escalón (d) (e)	Plato	Masa de test	PVP	Oferta
30127960	AX223	220g	1mg	Ø 130 mm	200g, F1	1.470 €	1.176 €
30100623	AX223M	220g	1mg	0,01g Ø 130 mm	200g, F1	1.680 €	1.344 €
30127961	AX223/E	220g	1mg	Ø 130 mm	200g, F1	1.170 €	936 €
30127962	AX423	420g	1mg	Ø 130 mm	200g+200g, F1	1.665 €	1.332 €
30100624	AX423M	420g	1mg	0,01g Ø 130 mm	200g+200g, F1	1.875 €	1.500 €
30127963	AX423/E	420g	1mg	Ø 130 mm	200g+200g, F1	1.385 €	1.108 €
30122614	AX523	520g	1mg	Ø 130 mm	500g, F1	1.880 €	1.504 €
30100625	AX523M	520g	1mg	0,01g Ø 130 mm	500g, F1	2.090 €	1.672 €
30122615	AX523/E	520g	1mg	Ø 130 mm	500g, F1	1.600 €	1.280 €
30206079	AX422	420g	0,01g	175mm x 195mm	200g+200g, F1	1.180 €	944 €
30206080	AX422/E	420g	0,01g	175mm x 195mm	200g+200g, F1	900 €	720 €
30206081	AX822	820g	0,01g	175mm x 195mm	500g+100g, F1	1.305 €	1.044 €
30206082	AX822/E	820g	0,01g	175mm x 195mm	500g+100g, F1	1.025 €	820 €
30127966	AX1502	1520g	0,01g	175mm x 195mm	1000g+500g, F1	1.445 €	1.156 €
30100626	AX1502M	1520g	0,01g	0,1g 175mm x 195mm	1000g+500g, F1	1.645 €	1.316 €
30127967	AX1502/E	1520g	0,01g	175mm x 195mm	1000g+500g, F1	1.145 €	916 €
30127968	AX2202	2200g	0,01g	175mm x 195mm	2000g, F1	1.465 €	1.172 €
30100627	AX2202M	2200g	0,01g	0,1g 175mm x 195mm	2000g, F1	1.665 €	1.332 €
30127969	AX2202/E	2200g	0,01g	175mm x 195mm	2000g, F1	1.165 €	932 €
30122616	AX4202	4200g	0,01g	175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	1.660 €	1.328 €
30100628	AX4202M	4200g	0,01g	0,1g 175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	1.860 €	1.488 €
30122617	AX4202/E	4200g	0,01g	175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	1.360 €	1.088 €
30122618	AX5202	5200g	0,01g	175mm x 195mm	5000g, F1	1.880 €	1.504 €
30100629	AX5202M	5200g	0,01g	0,1g 175mm x 195mm	5000g, F1	2.080 €	1.664 €
30206083	AX2201	2200g	0,1g	175mm x 195mm	2000g, F1	1.125 €	900 €
30206084	AX2201/E	2200g	0,1g	175mm x 195mm	2000g, F1	825 €	660 €
30127970	AX4201	4200g	0,1g	175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	1.310 €	1.048 €
30127971	AX4201/E	4200g	0,1g	175mm x 195mm	2000g+2000g, F1	1.010 €	808 €
30122619	AX8201	8200g	0,1g	175mm x 195mm	5000g+1000g, F1	1.415 €	1.132 €
30122651	AX8201M	8200g	0,1g	1g 175mm x 195mm	5000g+1000g, F1	1.615 €	1.292 €
30122620	AX8201/E	8200g	0,1g	175mm x 195mm	5000g+1000g, F1	1.115 €	892 €

* Modelos que no acaban con letra: con calibración interna.

* Modelos acabados en M: son verificables con calibración interna.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0519. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net