



## OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018



# BALANZAS ANALÍTICAS Y DE PRECISIÓN

¡Modelos mejorados!

Fabricación duradera de la carcasa inferior de metal fundido, un subplato y un plato de pesada de acero inoxidable para un uso prolongado.

Una barra de eliminación de las cargas electrostáticas (fabricada con un ABS disipador de electricidad estática permanente) proporciona una práctica conexión a tierra

Gran ángulo de visión con una brillante pantalla LCD retroiluminada. La pantalla de doble línea proporciona información adicional u orientación al usuario. La barra de capacidad muestra el progreso en el pesaje.

Puertos RS232 y USB que permiten una fácil conectividad con ordenadores y controladores PLC. Equipado con bloqueo de seguridad para evitar el uso no autorizado.

Cuatro teclas rápidas permiten un manejo sencillo de varias modalidades de pesaje.



Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4718. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales  
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA  
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net



## OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018



# BALANZAS ANALÍTICAS Y DE PRECISIÓN

¡Modelos mejorados!

### Precios

Modelo	PVP	Oferta
PX125D	2.520€	<b>2.142,00 €</b>
PX125DM	2.710€	<b>2.303,50 €</b>
PX85	2.610€	<b>2.218,50 €</b>
PX85M	2.800€	<b>2.380,00 €</b>
PX225D	2.710€	<b>2.303,50 €</b>
PX225DM	2.900€	<b>2.465,00 €</b>
PX124	1.320€	<b>1.122,00 €</b>
PX124/E	1.125€	<b>956,25 €</b>
PX124M	1.475€	<b>1.253,75 €</b>

### Precios

Modelo	PVP	Oferta
PX224	1.425€	<b>1.211,25 €</b>
PX224/E	1.230€	<b>1.045,50 €</b>
PX224M	1.580€	<b>1.343,00 €</b>
PX323	975€	<b>828,75 €</b>
PX323/E	780€	<b>663,00 €</b>
PX323M	1.130€	<b>960,50 €</b>
PX523	1.035€	<b>879,75 €</b>
PX523/E	840€	<b>714,00 €</b>
PX523M	1.190€	<b>1.011,50 €</b>

InCal™ Modelo	PX125D	PX85	PX225D	PX124	PX224	PX323	PX523
Calibración externa				PX124/E	PX224/E	PX323/E	PX523/E
Modelos aprobados*	PX125DM	PX85M	PX225DM	PX124M	PX224M	PX323M	PX523M
Intervalo de verificación* e (g)	0,001		0,001		0,01		
Clase (Modelos aprobados)**	I				II		
Alcance máximo (g)	52/120	82	82/220	120	220	320	520
Legibilidad d (g)	0,00001/0,0001	0,00001	0,00001/0,0001	0,0001		0,001	
Repetibilidad std (g)	0,00002/0,0001	0,00002	0,00002/0,0001	0,0001		0,001	
Linealidad (g)	± 0,0001			± 0,0002		± 0,002	
Tiempo de estabilización (s)	10			4		2	
Deriva de sensibilidad (PPM/K)	± 0,8			± 3			
Peso mín. típico (g) (USP, u=0,10 %, k=2)	20 mg			200 mg		2 g	
Peso mín. optimizado (g) (USP, u=0,10 %, k=2) SRP ≤ 0,41d**	9 mg			82 mg		0,82 g	
Unidades de pesaje	gramo, miligramo, mesghal, momme, Newton, onza, pennyweight, baht, quilate, grano, libra, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, onza troy, personalizado (1)						
Unidades de pesaje, Modelos aprobados	g, mg, ct						
Aplicaciones de pesaje	Pesaje básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de la densidad						
Tamaño del platillo Ø	80 mm			90 mm		120 mm	
Requisitos de potencia	Entrada de fuente de alimentación: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 – 18VA Salida de fuente de alimentación: 12 VDC 0,5A						
Carcasa de la base (an. x pr. x al)	209 x 321 x 309 mm						
Comunicación	RS232, USB						
Rango de temperatura de funcionamiento	10 °C to 30 °C						
Peso neto	4,5 kg						
Peso del paquete	7 kg						
Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al)	507 x 387 x 531 mm						

\*Todos los modelos aprobados son de calibración interna \*\*Solo modelos aprobados \*\*\*El valor de SRP es la desviación estándar para n pesajes reiterados (n≥10)

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4718. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales  
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA  
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net