

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018

ThermoFisher
SCIENTIFIC



INCUBADORAS

Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ 310 con calor directo

6.077,60€

~~7.597€~~

Ahorre 1.519,40€



Ref. 10188298

Material de la cámara: Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2: IR sensor
Dosificación de humedad: Pan de Agua
Rango de temperatura: 5 ° a 50 ° C
Certificaciones/conformidad: CE, UL, cUL
Capacidad: 184L
Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura): 62.7 x 66.3 x 97.8cm
Peso: 95.3kg
Intervalo de concentración de CO2: 0 a 20 %
Humedad relativa: Ambiente a 95 % a 37 ° C (98,6 ° F)
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura): 50.8 x 54.1 x 68.1 cm
Requisitos eléctricos: 230V 50/60Hz
Descripción: Single 184L incubator

Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cycle™

7.489,35€

~~9.361,69€~~

Ahorre 1.872,34€



Ref. 10295202

Material de la cámara: Polished stainless steel
Tecnología del sensor de CO2: TC sensor
Dosificación de humedad: Water Pan
Rango de temperatura: Ambient +5° to 50°C
Certificaciones/conformidad: UL, cUL, CE
Capacidad: 184L
Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura): 63.5 x 66.8 x 100.3 cm
Peso: 117.9kg
Intervalo de concentración de CO2: 0 to 20%
Control de oxígeno: Not Available
Humedad relativa: >90% at 37°C
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura): 50.8 x 54.1 x 68.1cm
Requisitos eléctricos: 230V 50/60Hz
Descripción: Incubador de CO2 Forma Steri-Cycle

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL5018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



**Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.**

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018

ThermoFisher
SCIENTIFIC



INCUBADORAS

Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 Forma™ Steri-Cult™

12.860,79€

~~16.076€~~

Ahorre 3.215,21€



Ref. 10418634

Material de la cámara: Polished stainless steel
Tecnología del sensor de CO2: IR sensor
Dosificación de humedad: External humidity reservoir
Rango de temperatura: Ambient +5° to 50°C
Certificaciones/conformidad: UL, cUL, CE
Capacidad: 232.2L
Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura): 68.6 x 88.9 x 100.1 cm
Peso: 149.7kg
Intervalo de concentración de CO2: 0 to 20%
Humedad relativa: Ambient to 95%, controllable
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura): 52.3 x 52.8 x 83.8 cm
Requisitos eléctricos: 115V 50/60Hz
Descripción: Single 232L incubator

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL5018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



**Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.**

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net