

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018

ThermoFisher
SCIENTIFIC



ULTRACONGELADORES

Nuevo ultracongelador TLE Thermo Scientific™

9.672,21€

~~13.341€~~

Ahorre 3.668,79€



Ref. 15738587

- Intervalo de temperatura: De - 50 °C a - 86 °C
- Peso : 270 kg
- Peso con embalaje: 312 kg
- Capacidad del estante: 75 kg
- Estantes: 3
- Capacidad: 549L
- Admite: 400 cajas de 2 pulg
- Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura): 95.5 × 71.9 × 198.1 cm
- Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura): 71.9 × 58.8 × 130.1 cm
- Pantalla: Pantalla táctil LCD
- Refrigerante: R290 en primera etapa, R170 con mezcla de R290 en segunda etapa (conforme con legislación europea de gases fluorados)
- Descongelación: Manual
- Modelo de puerta: 1 exterior, 4 interiores
- Consumo eléctrico: 230 V, 50 Hz
- Aislamiento: Espuma expandida con agua (conforme con legislación europea de gases fluorados)
- Certificaciones/conformidad: CE

Nuevo ultracongelador TSX Thermo Scientific™

10.795,25€

~~14.890€~~

Ahorre 4.094,75€



Ref. 15768587

- Intervalo de temperatura: De - 50 °C a - 86 °C
- Peso: 260 kg
- Peso con embalaje: 302 kg
- Capacidad del estante: 75 kg
- Estantes: 3
- Capacidad: 549 l
- Admite: 400 cajas de 2 pulg
- Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura): 95.5 x 71.9 x 198.1 cm
- Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura): 71.9 x 58.8 x 130.1 cm
- Pantalla: Pantalla táctil LCD
- Refrigerante: R290 en primera etapa, R170 con mezcla de R290 en segunda etapa (conforme con legislación europea de gases fluorados)
- Descongelación: Manual
- Modelo de puerta: 1 exterior, 2 interiores
- Consumo eléctrico: 230 V, 50 Hz
- Aislamiento: Espuma expandida con agua (conforme con legislación europea de gases fluorados)
- Certificaciones/conformidad: CE, ENERGY STAR

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL5018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.12.2018

ThermoFisher
SCIENTIFIC



ULTRACONGELADORES

Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -86 °C
Forma™ serie 900

8.486,40€

~~10.945,37€~~

Ahorre 2.458,97€



Ref. 10224922

- Intervalo de temperatura: De - 50 °C a - 86 °C
- Peso: 323 kg
- Peso con embalaje: 346 kg
- Capacidad del estante: 68 kg
- Estantes: 3
- Capacidad: 490 l
- Admite: 320 cajas
- Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura): 98.9 x 84.6 x 197.9 cm
- Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura): 64.3 x 58.4 x 130.8 cm
- Pantalla: Indicador LED de botón
- Refrigerante: R404A (1st stage), R508B (2nd stage)
- Modelo de puerta: 1 exterior, 4 interior
- Seguridad de acceso: Bloqueo con llave, candado estándar
- Consumo eléctrico: 230 V, 50 Hz
- Aislamiento: Espuma de poliuretano
- Certificaciones/conformidad: cULus, con marcado CE

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL5018. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.