

pHmetro de sobremesa PH 80+ DHS

673,31€**855€****Esta oferta incluye:**

- pHmetro de sobremesa XS PH80+ DHS, con agitador magnético y brazo articulado
- Electrodo XS STANDARD T-BNC (uso general) con sensor de temperatura integrado con cable
- Disolución tampón pH 4.01 ±0.01 a 25°C, 1x250 ml. Certificado NIST
- Disolución tampón pH 7.00 ±0.01 a 25°C, 1x250 ml. Certificado NIST
- Datalogger, software GLP DataLink
- Teclado externo



ref.G-PH80-4 (impresora no incluida)

PHmetro XS PH80+DHS

- Gran pantalla con toda la información.
- Admite electrodos digitales DHS.
- Ión Selectivo.
- Software GLP DataLink y Datalogger incluido.
- 5 puntos de calibración.
- Entrada directa para teclado USB.
- Resolución pH 0,1 / 0,01 / 0,001.
- Indicador del estado del electrodo.
- Password alfanumérico.

Accesorio

Ref.	Modelo	PVP	Oferta
G-PRINTER-RSN	Impresora RS232C (papel normal)	220 €	192,50 €

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4918. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

pHmetro de sobremesa PH 80+ DHS

Características técnicas	SERIE PRO PLUS
	PH 80+ DHS
pH escala de medida	-2.00...20.00 pH
Resolución	0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Precisión*	± 0.002 pH
Puntos de Calibración	1...5
Tampones reconocidos	USA*, NIST*, DIN* 5 personalizables por el usuario
Indicador de puntos de calibración	Si (indicador del valor del tampón)
Indicador de estado del electrodo	Si, con icono y gráfico
Indicador de datos de calibración	% pendiente. Fecha y hora de última calibración
Programa de calibración	CAL DUE programación de calibración por tiempo
Criterio de estabilización de medida	Si, con icono
Alarma de valor	Si, programable dentro del rango de valores deseado. Alarma min-Max pH
mV escala de medida (redox)	± 2000 mV
Resolución (redox)	0.1 / 1 mV
Temperatura escala de medida	-20...120 °C
Compensación automática de temperatura	Manual o automática (NTC 30KΩ) 0...100°C
Resolución / Precisión	0.1/ ± 0.5°C
Ion Selectivo escala de medida	0.001...19999 ppm
Unidades	mol/l - mg/l - g/l
Puntos de calibración	2...5
Software GLP	Si, DataLink
Password (Calibración)	Si, Alfanumérico
Datalogger	Man/Auto 1000 datos con fecha y hora
Pantalla	Matriz de puntos multicolor con iconos, medida analógica o digital
Conexiones	1 pH BNC / 1x Temp CINCH / RS232 (impresora) USB (PC) / USB (teclado)
Selector de idioma	8 idiomas
Manual on-line	Si, en ingles
Agitador magnético	Si, integrado y con regulación independiente
Control de velocidad del agitador	0...3000 rpm
Protección IP	IP54
Alimentación	AC Alimentador - 220/240V - 50 Hz 12V / 1000 mA
Dimensiones (mm)	165 x 195 x 68
Peso (g)	1.050 (sin agitador)

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4918. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.