

# CONDUCTÍMETRO SOBREMESA XS COND80+

**708,75€****900€****Esta oferta incluye:**

- Conductímetro de sobremesa XS COND 80+ completo con célula de conductividad de vidrio y Pt VPT80/1 con sensor de temperatura integrado
- Agitador magnético con brazo articulado para la célula
- Disolución patrón de conductividad XS 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 1x500 ml. Certificado NIST.
- Disolución patrón de conductividad XS 12880  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 1x500 ml. Certificado NIST.
- Datalogger, software DataLink
- Teclado USB



ref.G-COND80-3 (impresora no incluida)

**Conductímetro XS COND80+**

Gran pantalla con toda la información  
Software GLP DataLink y Datalogger incluido  
Rango TDS hasta 500 g/l (ppt).  
Entrada directa para teclado USB.  
Constante de célula de 0.1 hasta 10,0.  
Medida: Cond, TDS, Resistividad, Temperatura y Salinidad.  
Password alfanumérico.

**Accesorio**

Ref.	Modelo	PVP	Oferta
G-PRINTER-RSN	Impresora RS232C (papel normal)	220 €	192,50 €

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4918. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

# CONDUCTÍMETRO SOBREMESA XS COND80+

Características técnicas	SERIE PRO PLUS
	COND80+
<b>CONDUCTIVIDAD</b> escala de medida *según célula	0.00...20.00 - 200.0 - 2.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 2.00...20.00 - 200...1.000 $\text{mS}/\text{cm}$
Resolución	0.01 / 0.1 / 1 $\mu\text{S}$ - 0.01 / 0.1 / 1 $\text{mS}$
Precisión	$\pm 1\%$ full scale
Puntos de calibración	1...4
Patrones reconocidos	84, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 12.88, 111.8 $\text{mS}/\text{cm}$ + 1 personalizable
Indicador de puntos de calibración	Si
Temporizador de calibración	Si
Calibración GLP	Si, con fecha y hora
Indicador de estado de la célula	Si, con icono
Tipo de célula	2 polos
Constante de célula	0.1...10,0
<b>TEMPERATURA</b> escala / precisión	-20.0...120.0 $^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Compensación de temperatura	Manual o automática (NTC 30K $\Omega$ ) 0...100 $^{\circ}\text{C}$
Coefficiente de temperatura	0.00...10.00% / $^{\circ}\text{C}$
Temperatura de referencia	15...30 $^{\circ}\text{C}$
<b>TDS</b> escala de medida	0.1 $\text{mg}/\text{L}$ ...500 $\text{g}/\text{L}$
Factor TDS / Precisión	0.40...1.00 / $\pm 1\%$ escala completa
<b>SALINIDAD</b> escala /precisión	0.01...100 ppt / $\pm 1\%$
<b>RESISTIVIDAD</b> escala /precisión	1...20 $\text{M}\Omega$ / $\pm 1\%$
<b>Software GLP</b>	Si, DataLink
Password	Si, Alfanumérico
Datalogger	1000 datos con fecha y hora
Pantalla	Multicolor DOT matrix, con iconos, vista digital o analógica
Conexiones	1 pH BNC, 1x Temp CINCH, RS232 (impresora) USB (PC), USB (teclado)
Selector de idioma	Si, 8 idiomas
Manual On-line	Si
Agitador magnético	Si
Control de velocidad del agitador	0...3000 rpm
Protección IP	IP54
Alimentación	AC/DC Alimentador 12 V - 1000 mA
Dimensiones	165 x 195 x 68 mm
Peso	1.050 g (sin agitador)

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL4918. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.