

-20%

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



AGITADORES DE PLATAFORMA Y ACCESORIOS

Su agitador desde 640€*



Elija entre tres órbitas y rangos de velocidad para optimizar su mezcla de muestras. Control por microprocesador o modelo analógico con control de velocidad básico. Con modelos digitales que incluyen una plataforma antideslizante que se puede quitar para montar las abrazaderas de matraces y bastidores de tubos directamente en la bandeja, y modelos digital de agitación para microplacas que puede soportar hasta 4 microplacas o 2 bastidores de microtubo.

* precio sin accesorios

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0619. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

-20%

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



AGITADORES DE PLATAFORMA Y ACCESORIOS

Precios agitadores de plataforma

Ref.	Modelo	Movimiento	Capacidad	Rango de velocidad	Control	PVP	Oferta
30391893	SHLD0415AL	Orbital, 15mm	3.6kg	40 a 300	Analógico	820 €	656 €
30391900	SHLD0403DG	Orbital, 3mm	3.6kg	100 a 1200	Digital	935 €	748 €
30391914	SHLD0415DG	Orbital, 15mm	3.6kg	40 a 300	Digital	1.080 €	864 €
30391907	SHLDMP03DG	Orbital, 3mm	4 microplacas o 2 gradillas para microtubos	100 a 1200	Digital	885 €	708 €
30391816	SHEX1619DG	Orbital, 19mm	16kg	15 a 500	Digital	3.300 €	2.640 €
30391802	SHHD1619AL	Orbital, 19mm	16kg	25 a 500	Analógico	1.385 €	1.108 €
30391811	SHHD1619DG	Orbital, 19mm	16kg	15 a 500	Digital	1.740 €	1.392 €
30391837	SHHD2325AL	Orbital, 25mm	22.7kg	25 a 500	Analógico	2.500 €	2.000 €
30391844	SHHD2325DG	Orbital, 25mm	22.7kg	20 a 500	Digital	2.850 €	2.280 €
30391865	SHHD4525DG	Orbital, 25mm	45.4kg	15 a 500	Digital	3.900 €	3.120 €
30391872	SHHD4550DG	Orbital, 51mm	45.4kg	15 a 300	Digital	3.900 €	3.120 €
30391879	SHHD6825DG	Orbital, 25mm	68kg	15 a 500	Digital	4.680 €	3.744 €
30391886	SHHD6850DG	Orbital, 51mm	68kg	15 a 300	Digital	4.820 €	3.856 €
30391954	SHRK07AL1	Angular, 0a15°	7.3kg	1 a 75	Analógico	800 €	640 €
30391961	SHRK07AL2	Angular, 0a15°	7.3kg	1 a 75	Analógico	860 €	688 €
30391989	SHRK04DG	Angular, 0a15°	4.5kg	1 a 50	Digital	1.050 €	840 €
30391968	SHWV02AL	Ondular, 0a16°	2.3kg	1 a 75	Analógico	1.000 €	800 €
30391949	SHWV02DG	Ondular, 0a20°	2.3kg	1 a 30	Digital	1.250 €	1.000 €
30391830	SHRC0719DG	Vaivén, 19mm	6.8kg	20 a 300	Digital	1.790 €	1.432 €

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0619. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

-20%

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



Precios accesorios

Ref.	Descripción	SHLD0403DG	SHLD0415DG	SHEX1619DG	SHHD1619AL	SHHD1619DG	SHHD2325AL	SHHD2325DG	SHHD4525DG	SHHD4550DG	SHHD6825DG	SHHD6850DG	SHRK07AL1	SHRK07AL2	SHRK04DG	SHWV02AL	SHWV02DG	SHRC0719DG	PVP	Oferta	
30400052	Plataforma Universal, 28 X 33 cm, S/S		X	X	X														152 €	122 €	
30400053	Plataforma Universal, 33 X 33 cm, S/S		X	X	X															219 €	175 €
30400054	Plataforma Universal, 46 X 46 cm, S/S		X	X	X															262 €	210 €
30400056	Plataforma Universal, 61 X 46 cm, S/S		X	X	X	X	X													295 €	236 €
30400057	Plataforma Universal, 61 X 61 cm, S/S								X	X										700 €	560 €
30400058	Plataforma Universal, 76 X 46 cm, S/S						X	X												670 €	536 €
30400059	Plataforma Universal, 91 X 61 cm, S/S										X	X								890 €	712 €
30400060	Cubierta de goma, 28 x 33 cm		X	X	X															43 €	34 €
30400061	Cubierta de goma, 33 x 33 cm		X	X	X															52 €	42 €
30400062	Cubierta de goma, 46 x 46 cm		X	X	X															74 €	59 €
30400063	Cubierta de goma, 46 X 61 cm		X	X	X	X	X													84 €	67 €
30400064	Cubierta de goma, 61 X 61 cm								X	X										100 €	80 €
30400065	Cubierta de goma, 61 X 91 cm										X	X								110 €	88 €
30400066	Plataf. p/cultivo c/cubierta, 46 X 46 cm		X	X	X															262 €	210 €
30400067	Plataf. p/cultivo c/cubierta, 46 X 61 cm		X	X	X	X	X													271 €	217 €
30400068	Plataforma ajustable, 46 X 46 cm		X	X	X															395 €	316 €
30400069	Plataforma ajustable, 61 X 46 cm						X	X												570 €	456 €
30400070	Porta recipiente, grande 76 X 46 cm						X	X												950 €	760 €
30400071	Porta recipiente, grande 61 X 61 cm								X	X										995 €	796 €
30400072	Porta recipiente, grande 91 X 61 cm										X	X								1.270 €	1.016 €
30400073	Barra de ajuste, 46 cm		X	X	X	X	X													45 €	36 €
30400074	Barra de ajuste, 61 cm								X	X	X	X								55 €	44 €
30400075	Plataforma especial, 33 X 33 cm, 125 mL																	X		409 €	327 €
30400076	Plataforma especial, 33 X 33 cm, 250 mL																	X		409 €	327 €
30400077	Plataforma especial, 33 X 33 cm, 500 mL																	X		409 €	327 €
30400078	Plataforma especial, 33 X 33 cm, 1000 mL																	X		409 €	327 €
30400079	Plataforma especial, 46 X 46 cm, 125 mL																	X		452 €	362 €
30400080	Plataforma especial, 46 X 46 cm, 250 mL																	X		452 €	362 €
30400081	Plataforma especial, 46 X 46 cm, 500 mL																	X		452 €	362 €
30400082	Plataforma especial, 46 X 46 cm, 1000 mL																	X		452 €	362 €
30400083	Plat. p/embudo d/decantación 46 46 cm																	X		437 €	350 €
30400104	Abraz para microplatos de acero inox.																	X		44 €	35 €
30400121	Plataforma ajust de 2 barras, 22 X 30 cm	X	X																	371 €	297 €
30400122	Rodillo, 22 cm	X	X																	32 €	26 €
30400123	Arnés Universal	X	X																	29 €	23 €
30400124	Cubi antide, 22 X 30 cm, para SHLD0403DG	X	X																	37 €	30 €
30400125	Bandeja para vaso de Dilución	X	X																	167 €	133 €
30400137	Plat doble nivel, oscilante SHRK04DG														X					95 €	76 €
30400138	Plat doble nivel, ondulatorio SHWV02DG																X			119 €	95 €
30400139	Plat doble nivel, oscilante SHRK07AL												X							86 €	68 €
30400140	Cub antideslizante, oscilante SHRK04DG														X					40 €	32 €
30400142	Cub antideslizante, ondula SHWV02DG																X			40 €	32 €
30400144	Cub antideslizante, oscilante SHRK07AL												X	X		X				47 €	37 €

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0619. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net