

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019
o hasta fin de existencias

OVAN
Equipos para Laboratorio



BAÑOS DIGITALES



- Baños termostatzados de precisión.
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Temperatura controlada por microprocesador, con sonda Pt100 interna, mediante sistema Algoritmo "ARA V2" de regulación de temperatura con tecnología "fuzzy logic".
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Bomba para homogeneizar con capacidad de 6 litros/minuto (presión máx:200mbar).
- Doble termostato de seguridad: con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
- Alarma de seguridad acústica de sobre temperatura de consigna (+2,5°C), que desconecta el sistema calefactor hasta volver de nuevo por debajo del límite.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, antiquemaduras, a partir de 45°C.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Guarda en memoria los últimos datos usados.
- Interruptor general protegido contra salpicaduras.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.

Modelos

	BH112E	BH120E	BH127E	BH145E
Referencia	10000-01140	10000-01141	10000-01142	10000-01143
Volumen	12L	12L	20L	45L
Rango T		T amb a 100 °C		
Resolución		0,1 °C		
Precisión		+/-5%		
Potencia		1600W		
Material cubeta		Acero inoxidable AISI 304		
Dimensiones útiles (cm)	15x30x15	32x30x15	32x30x20	44x50x15
Dimensiones ext (cm)	36x33x45	53x33x45	53x33x50	65x53x45
Peso	10 Kg	10,3 Kg	18 Kg	21,8 Kg
Protección IP			IP52	
Precio	1.162€	1.237€	1.286€	1.648€
Oferta	853€	908€	944€	1.209€

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0819. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net