

## OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019  
o hasta fin de existencias

OVAN  
Equipos para Laboratorio



# FLOCULADOR



**1.238€**

~~1.665€~~

- Floculador digital para análisis de aguas de 6 y 4 posiciones.
- Adecuado para vasos de forma alta de 1 L.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación.
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6 mm. y ajustables en altura.
- Pantalla de luz ubicable en 2 posiciones : inferior o posterior, sin necesidad de desmontarlo.
- Asas de sujeción para un cómodo transporte.
- Muy silencioso para funcionamiento continuo.

### Características técnicas

<b>Modelo</b>	JT60E	<b>Precisión</b>	5 rpm
<b>Referencia</b>	10000-01017	<b>Temporizador</b>	0-240 min
<b>Nº posiciones</b>	6	<b>Dimensiones</b>	800x200x410 mm
<b>Potencia</b>	50 W	<b>Peso</b>	15kg
<b>Rango de velocidad</b>	20-250 rpm	<b>Protección IP</b>	IP34
<b>Resolución</b>	5 rpm	<b>Embalaje</b>	Tribox 84x50x32 cm

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1019. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales  
para Laboratorio, S.L.

C/ Energia, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA  
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net