

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



Channel
Partner



OFERTA FLUJÓMETRO ADM

Consiga mayor productividad con este revolucionario flujómetro al recalibrarlo directamente en su laboratorio

-25%



Permite registrar hasta cuatro flujos en los modos de flujo volumétrico y másico.



Es independiente del tipo de gas: mide el flujo volumétrico de gas, sin necesidad de conocer la composición del tipo de gas.



Permite realizar tareas múltiples: la gran pantalla OLED le permite ver los parámetros de flujo sin tener que estar junto al dispositivo.



Sustitución instantánea del nuevo cartucho calibrado.



Descarga directa de las nuevas capacidades: no es necesario enviar el flujómetro para recibir actualizaciones del firmware.



Sistema de alerta: le avisa cuando hay que cambiar el cartucho de calibración, lo que minimiza el riesgo de deriva en la medida volumétrica.

Cómo puede el medidor de flujo ADM reducir notablemente sus costes de propiedad:

Consideraciones de la calibración anual	Flujómetro tradicional	Flujómetro ADM de Agilent
Gastos de envío/burocracia	Sí	No
Tiempo de inactividad	Sí	No
Riesgo de daños durante el transporte	Sí	No



↑ ahorro de hasta el 45 % en costes de la calibración anual*

*Comparando el coste de reparación promedio con un cartucho nuevo

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0219. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



Channel
Partner



OFERTA FLUJÓMETRO ADM

Facilidad de uso



Una sola referencia para pedir un cartucho de recambio.



Fáciles de instalar/ autoinstalación del cartucho.

Menos de tiempo de inactividad



Sustitución instantánea del nuevo cartucho calibrado.



El cartucho de recambio se puede almacenar hasta 1 año antes de su instalación.



Sin necesidad de un dispositivo de reserva.



Sin fallos en la recalibración.

Costes de la recalibración anual	Flujómetros convencionales	ADM Flujómetro
Recalibración del cartucho	165\$	200\$
Envío del cartucho ¹	25-75 \$*	0\$
Reparaciones ¹	125\$	0\$
Medidor de reserva durante la recalibración ¹	73\$	0\$
Total (incluida la recalibración del cartucho)	388-438 \$	200\$
Costes totales a lo largo de 5 años	1.115-1.365 \$	0\$

* El envío al extranjero puede ser superior

¹ Costes anuales totales

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0219. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 30.04.2019



Channel
Partner



OFERTA FLUJÓMETRO ADM

Datos técnicos y precios

Rango de flujo:	De 0,5 a 750 ml/min, rango automático
Precisión:	$\pm 2\%$ de la lectura o $\pm 0,2$ ml/min (el mayor de estos valores)
Rango de temperatura de las tuberías:	De $-62\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $110\text{ }^{\circ}\text{C}$
Rango de temperatura de funcionamiento:	De $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Rango de temperatura de almacenamiento:	De $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$
Alimentación:	(3) pilas AA (alcalinas) o alimentación USB
Pantalla:	128 x 64 píxeles, monocromo, con 16 escalas de grises
Dimensiones:	201 mm x 88 mm x 48 mm
Peso:	420 gramos



-25%

Descripción	Referencia	PVP	Oferta
Flujómetro Agilent ADM:	G6691A	884€	663€
Cartucho de calibración de repuesto:	G6692A	203€	152,25€

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL0219. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net