

Agilent Technologies y su cromatógrafo de gases

Elimine el uso de ferrules haciendo más fácil la instalación de columnas

Agilent Technologies pone a su alcance su nueva adición a la línea de cromatógrafos de gases: Agilent Intuvo 9000 GC, que convierte la tecnología compleja en fácil. Gracias a su diseño se elimina el uso de ferrules, permitiendo una rápida instalación de columnas y gracias a su nueva tecnología de protección, denominada Guard-Chip, su vida útil se extiende.



Mediante chips de Tecnología de Flujo Intuvo y Smart ID Keys, el Agilent Intuvo 9000 identifica componentes instalados y configura métodos de manera automática. Por lo que operaciones como la eliminación de compuestos no deseados en el backflush, en un punto medio de la columna, se hacen rutinarias al eliminar una configuración compleja y cálculos adicionales.

Gracias a su interfaz de usuario, con pantalla táctil, obtendrá acceso rápido al estado del sistema y a datos en tiempo real. También el usuario será guiado para la realización de operaciones de mantenimiento de rutina vía Smartphone o tableta y podrá notificar al personal del laboratorio sobre el estado del sistema de manera remota.

El Agilent Intuvo 9000 es ideal para laboratorios de alto rendimiento y más al combinarse con la espectrometría de masas. Pudiendo también utilizarse en laboratorios que trabajan con muestras complejas del sector alimenticio, medio ambiente, químico, farmacéutico y pruebas forenses.

Siendo líder del mercado de Cromatografía de Gases durante los últimos años, Agilent Technologies cuenta con una posición única al dar un salto hacia adelante, poniendo a su disposición su nueva tecnología transformadora.