

Formación de SGL

En SGL queremos destacar por ser una empresa que ofrece un trato personalizado y queremos ir un **paso más allá** aprovechando nuestra amplia cartera de profesionales y nuestros años de experiencia en el sector, para **impartir cursos**. Participando activamente en la formación de **nuestros clientes para que estén siempre a la última en cuanto a procesos, método o técnica**.



En este artículo nos gustaría compartir con todos vosotros la última formación que realizamos a nuestro cliente **Moehs Iberica**. El curso se impartió en las nuevas instalaciones de **Moehs Iberica** (Moehs Group Research Center), inauguradas en el 2017 y ubicadas en la localidad de Rubí (Barcelona). Moehs Iberica (Moehs Group Research Center) es el nuevo centro dónde la empresa dedica todos sus esfuerzos a la Investigación y Desarrollo. Los laboratorios contienen áreas dedicadas a la cromatografía

líquida y de gas, química húmeda, estado sólido, instrumentación de alto rendimiento, síntesis de laboratorio, kilo-lab y reacciones de alta presión, dejando espacio libre para la expansión en el futuro.

El tema de esta formación fue sobre: **“Trucos y consejos para el mantenimiento del inyector de GC”**. La duración del curso fue de apenas 1 hora y media, el cual se extendió en tiempo, por el interés, preguntas y consultas de los asistentes. Impartido por **Julián de la Mata**, especialista de productos consumibles de Agilent y forma parte del Grupo Europeo de Soporte para EMEA. Tiene una trayectoria de 30 años en el campo de la Cromatografía, con una gran experiencia en la resolución de problemas y el desarrollo de aplicaciones cromatográficas y preparación de muestras. En el curso se contemplaron trucos y consejos para el correcto mantenimiento del portal de inyección Split/Splitless de los cromatógrafos de Gases Agilent, haciendo especial hincapié en los consumibles de más frecuente recambio, así como en las distintas características de los liners disponibles para ayudar al usuario al elegir el/los liners correctos en función de las diferentes matrices y tipos de analitos, y de las mejores conexiones de las columnas al cromatógrafo. Especial mención merecen todos los consumibles de la ruta de flujo ultrainert como los liners ultrainertes, sellos de oro ultrainertes, Flexi Ferrulas Ultimetel Plus, y las tuercas de autoapriete, que ayudan en los análisis de compuestos activos a nivel de trazas. Se hizo también una breve descripción de los consumibles de cromatografía de gases para cromatógrafos Bruker, Perkin Elmer, Shimadzu y Thermo Scientific, disponibles desde Agilent. Al final del curso, todos los asistentes obtuvieron un diploma oficial de Agilent, que acredita la participación en dicho curso.