

MICROSCOPIOS MOTIC

Microscopio biológico MOTIC PANTHERA E Binocular LED

La nueva serie de microscopios de Motic Panthera E, introduce un nuevo nivel de calidad y rendimiento en el sector de la rutina básica y del trabajo científico. Gracias a la mejora de su rendimiento óptico, a su iluminación duradera y a su diseño que proporciona un fácil manejo, el Panthera E se adapta perfectamente a las necesidades del sistema educativo universitario y a los pequeños laboratorios.

**926,71€**~~998€~~

- Panthera E Binocular
- Cabezal binocular tipo Siedentopf, inclinado 25°
- Con rotación 360°, tubos portaoculares giratorios 360°
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos cuádruple inverso
- Banda LED indicadora de intensidad
- Objetivos CCIS® Plan acromáticos SC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos, sistema sin cremallera
- Condensador Abbe A.N. 0.90 con diafragma iris y ranura
- Iluminación LED con control de intensidad
- Puerto USB para alimentación de cámara
- Alimentación 100V-240V (CE)
- Aceite de inmersión 5ml, cable de alimentación, llave hexagonal Allen y funda protectora

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL2218. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

MICROSCOPIOS MOTIC

Microscopio Digital MOTIC BA-310 Full-HD Elite, perfecto para laboratorios

La Moticam 1080INT es una estación de microscopia digital completamente integrada en nuestra serie BA310E, esta solución permite compartir cómodamente la imagen del microscopio en la pantalla a tiempo real y capturar imágenes a 8MP o realizar videos en calidad FullHD, sin necesidad de ordenador, la solución ideal para clínicas y laboratorios.

- BA310E Binocular
- Cabezal binocular tipo Siedentopf giratorio 360°, inclinado 30° y rotatorio 360°
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos quíntuple inverso
- Objetivos CCIS Plan acromáticos EC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho, sistema sin cremallera
- Condensador Abbe A.N. 0.90/1.25 con diafragma iris y ranura
- Iluminación Koehler halógena-cuarzo 6V/30W con control de intensidad
- Alimentación 100V-240V (CE)
- Filtro azul 45mm, aceite de inmersión (5ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tornillo cabezal y funda protectora
- Moticam 1080 INT
- Cámara digital Intermedia
- Pantalla Full-HD de 11.6" LCD
- Sensor: CMOS
- Resolución en vivo: Full-HD a 1080p @ 60fps
- Resolución Captura: 8.0MP
- Tamaño sensor: 1/2,8"
- Software integrado en cámara "OnBoard" (se activa cuando se conecta un ratón en el puerto USB)
- Salida: USB 2.0, HDMI 1080p y ranura para tarjeta SD
- Software Motic Images Plus 3.0 para Windows, MAC y Linux
- Preparación de calibración Motic de 4 puntos
- Alimentación 100V-240V (CE)
- En promoción con "ratón bluetooth" incluido.

**2.516,43€****2.710€**

Si está interesado facilítenos el código de promoción **SGL2218**. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

MICROSCOPIOS MOTIC

Microscopio Biológico Invertido MOTIC AE-2000 Binocular, perfecto para cultivos celulares

El nuevo microscopio invertido AE2000 de Motic es el instrumento ideal para la inspección rutinaria de células, tanto en aplicaciones educativas universitarias como en laboratorios profesionales de alto grado, el AE2000 es más que capaz de cumplir las expectativas de sus usuarios.

**2.426,36€****2.613€**

- AE2000 Binocular
- Cabezal binocular tipo Siedentopf inclinado 45°, portaoculares rotatorio 360°
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF 10X/20mm con ajuste dióptrico y protectores oculares
- Porta-objetivos cuádruple inclinado
- Objetivos CISS Plan acromáticos PL 4X, LWD PL 40X
- Objetivos CISS Plan acromáticos Fase PL Ph 10X, LWD PL Ph 20X
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial
- Platina gran formato con tratamiento anodizado con subplatinas de metal y vidrio
- Condensador ELWD A.N. 0.30
- Corredera centrable para fases Ph1, BF
- Ocular telescópico de centraje
- Iluminación halógena-cuarzo 6V/30W con control de intensidad y función Auto-OFF
- Alimentación 100V-240V (CE)
- Filtros azul, verde de interferencia y de densidad neutra de Ø 45mm y portafiltros
- Llave Allen hexagonal, funda protectora y cable de alimentación

Si está interesado facilítenos el código de promoción **SGL2218**. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

MICROSCOPIOS MOTIC

Microscopio Biológico MOTIC PANTHERA C Binocular, perfecto para el campo de la patología

La nueva serie Panthera C ofrece una solución clásica en microscopia, que satisface la creciente demanda de imágenes de alto contraste resultantes de histología, hematología y anatomía. En el Panthera C, el sistema de óptica infinita CCIS® de Motic introduce la óptica de Ultra Contraste (UC), ofreciendo imágenes con una gran fidelidad de color y contraste óptimos: las condiciones perfectas para diagnósticos clínicos fiables.

**1.784,71€**~~**1922€**~~

- Panthera C Binocular
- Cabezal binocular tipo Siedentopf, inclinado 25°, tubos giratorios 360°
- Oculares gran campo y alto punto focal UC-WF10X/22mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos quintuple inverso
- Banda LED indicadora de intensidad
- Objetivos CCIS® Plan acromáticos:
 - Objetivo CCIS® Plan UC 2X/0.05 (WD=7.2mm)
 - Objetivo CCIS® Plan UC 4X/0.1 (WD=30.5mm)
 - Objetivo CCIS® Plan UC 10X/0.25 (WD=17.4mm)
 - Objetivo CCIS® Plan UC 20X/0.45 (WD=0.8mm)
 - Objetivo CCIS® Plan UC 40X/0.65/S (WD=0.6mm)
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos, sistema sin cremallera
- Condensador acromático abatible A.N. 0.90/0.13 con diafragma iris
- Iluminación Koehler LED 3W y halógena-cuarzo 6V/30W, el sistema de iluminación es intercambiable y con control de intensidad
- Alimentación 100V-240V (CE)
- Aceite de inmersión 5ml, cable de alimentación, llave hexagonal Allen, funda protectora, bombilla halógena y módulo LED

Si está interesado facilítenos el código de promoción **SGL2218**. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.