

OFERTA SGL

Oferta válida hasta el 31.07.2018

IKA®



AGITADOR IKA ¡NUEVO!

El IKA C-Mag HS 7 control tiene una superficie cuadrada de cerámica, puede agitar volúmenes de hasta 20 litros y permite correr velocidades entre 50-1500 rpm. Además este equipo puede ser mejorado a través de los años con nuevas actualizaciones de Firmware.



Agitador magnético C-MAG HS 7 control.

- Volumen máx.: 20 l
- Potencia del motor (entrada): 9 W
- Rango de velocidad: 50 – 1.500 rpm
- Potencia calorífica: 1.000 W
- Rango de temperatura: TA – 500 °C
- Posibilidad de ajuste de la temperatura de calentamiento: potenciómetro ajustable
- Longitud máx. de la varilla agitadora: 30 – 80 mm
- Circuito de seguridad ajustable: 100 – 650 °C
- Material de la placa: cerámica
- Dimensiones de la placa: 180 × 180 mm
- Dimensiones (An × Pr × Al): 220 × 88 × 354 mm
- Peso: 4 kg

800€

899€

Ref. 0020002694

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL2119. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.



**Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.**

C/ Energía, 77 - Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 - sglab@sglab.net