

Incubador de convección natural, 35L.

698,75€**860€**

Esta oferta incluye:

Incubadora de convección natural ICN35 PLUS, de 35 litros, rango de +5°C T ambiente hasta 70°C / 0.1°C.

Controlador digital con 7 programas x 10 pasos. Seguridad 2.0, 2 estantes incluidos. Certificado trazable a 37°C



ref.G-ICN35

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC.
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura.
- Bajo consumo eléctrico.
- Pantalla LCD retroiluminada con teclas.
- Programador de rampas de temperatura.
- Orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX 304.
- Posibilidad de validación IQ/OQ.

Características técnicas	ICN 35 PLUS
Volumen	35 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 70 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 0.4 °C
Variación a 150°C	± 0.3 °C
Tiempo de calentamiento a 150°C	22 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	2.0
Estantes incluidos / máximo	2 / 6
Distancia útil entre estantes	30 mm
Carga máxima por estante (kg)	7.5 kg
Alimentación / potencia	230 V / 125 W
Dimensiones externas (Largo x Fondo x Alto)	620 x 460 x 440 mm
Dimensiones internas (Largo x Fondo x Alto)	360 x 320 x 300 mm
Peso	33 kg

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL2319. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.