

Oferta SGL

oferta válida hasta el 31/12/2019



Productos Brand

- Bureta acoplable a frascos Totrette® p.2
- Pipetas monocanal Transferpette® S p.3
- Auxiliar de pipeteado accu-jet® pro original p.4



Suministros Generales
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171 | sglab@sglab.net

Bureta acoplable a frascos Titrette®

Excelencia en precisión y precio



- **Alta precisión:** Valoración precisa dentro de los límites de error de la clase A
- **Engranaje suave:** Para valoración gota a gota con gran sensibilidad
- **Construcción compacta:** Ligera y estable

Titrette® – la primera bureta acoplable a frasco cuyos valores se encuentran dentro de los límites de error de la clase A para buretas de vidrio.

Otras características son: valoración gota a gota tan fácil como un juego de niños, una construcción compacta, máxima precisión, con unidad de dosificación intercambiable y una interface opcional para PC.

Con la bureta acoplable a frascos Titrette® podrá realizar sus valoraciones de forma rápida y fiable con la máxima precisión, aún en espacios pequeños e independientemente de conexiones eléctricas, ya sea en el laboratorio, en la producción o in situ.

| Referencia | Descripción | P.V.P | OFERTA |
|------------|--|----------|-----------------|
| 4760141 | Titrette, DE-M, con accesorios, 10 ml con válvula de valor./dos. inversa | 685,00 € | 534,00 € |
| 4760151 | Titrette, DE-M, con accesorios, 25 ml con válvula de valor./dos. inversa | 685,00 € | 534,00 € |
| 4760161 | Titrette, DE-M, con accesorios, 50 ml con válvula de valoración/de purga | 685,00 € | 534,00 € |

Pipetas monocanal Transferpette® S

Adquiera ahora su pipeta modelo 2019, a un precio especial



- Uso fácil con una mano - regular volumen y asegurar, pipetear, descargar
- Protección de ajuste del volumen para un pipeteo seguro.
- Precisa y fácil de usar.

Los modelos de la Transferpette® S son el resultado de estudios intensivos de ergonomía y manejo así como de la utilización de nuevos e innovadores materiales. Los nuevos modelos de la Transferpette® S son las pipetas manuales ideales para aplicaciones exigentes en el laboratorio.

Ligera – robusta – ahorradora de esfuerzos:

La pipeta de émbolo Transferpette® S ofrece máxima versatilidad y la más alta calidad en todo el rango de volumen. En las pipetas monocanal para el rango de 0,1 µl a 10 ml ponemos a su disposición 10 modelos Tipo Variable y 8 modelos Tipo Fix.

| Referencia | Descripción | P.V.P | OFERTA |
|------------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| 704768 | 0,1- 1 µl f. tips 0,1- 20 µl | 247,50 € | 160,90 € |
| 704769 | 0,1- 2,5 µl f. tips 0,5- 20 µl | 247,50 € | 160,90 € |
| 704770 | 0,5- 10 µl f. tips 0,5- 20 µl | 247,50 € | 160,90 € |
| 704772 | 2,0- 20 µl f. tips 2 - 200 µl | 221,20 € | 143,80 € |
| 704773 | 5 - 50 µl f. tips 2 - 200 µl | 221,20 € | 143,80 € |
| 704774 | 10 - 100 µl f. tips 2- 200 µl | 221,20 € | 143,80 € |
| 704778 | 20 - 200 µl f. tips 2 - 200 µl | 221,20 € | 143,80 € |
| 704780 | 100 -1000 µl, for tips 50-1000 µl | 221,20 € | 143,80 € |
| 704782 | 500 - 5000 µl f. tips 0,5 - 5 ml | 247,50 € | 160,90 € |
| 704784 | 1000-10000 µl f. tips 1 - 10 ml | 247,50 € | 160,90 € |

Auxiliar de pipeteado accu-jet® pro original

Hace que el trabajo sea sorprendentemente agradable



- **Preciso:** Regulación continua con una mano de las revoluciones del motor y de la velocidad de pipeteado.
- **Potente:** Llena una pipeta de 50 ml en menos de 10 segundos.

Cómodo: Gracias a su mango especialmente manejable de 190 g y a un excelente reparto de su peso, podrá pipetear series largas de manera relajada y cómoda.

Manejo con una sola mano: Mediante sólo dos botones usted ajusta con precisión y fiabilidad la velocidad de pipeteado. Puede, además, variar en continuo el número máximo de revoluciones del motor. Con baja velocidad de rotación puede controlar con aún mayor precisión la velocidad de llenado y vaciado de pipetas de pequeño volumen.

Potente y silencioso: ¡Al trabajar con un número de revoluciones máximo, podrá llenar una pipeta de 50 ml en menos de 10 segundos! Para un trabajo fluido. El motor y la bomba trabajan de manera completamente silenciosa, lo que resulta agradable al trabajar con series largas.

Técnica de recarga: El recargador electrónico inteligente evita una sobrecarga de la batería de NiMH y combate eficazmente el efecto Lazy battery (reducción del tiempo de funcionamiento debido a una recarga prematura de la batería).

No tendrá que preocuparse de si podrá pipetear su serie experimental hasta el final, antes de que se le agote la batería. Una lámpara LED intermitente le avisará a tiempo, aprox. dos horas antes de que ésta se descargue.

| Referencia | Descripción | P.V.P | OFERTA |
|------------|--|----------|-----------------|
| 5-26300 | accu-jet® pro, con soporte de pared azul oscuro carg.Eur. 100-240 V,50/60 Hz | 407,00 € | 323,00 € |