



Suministros Generales  
para Laboratorio

VÁLIDO HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2024

# PROMOCIONES DE DURACIÓN LIMITADA

No acumulable a otras ofertas\*



# ÍNDICE

- |          |                             |         |
|----------|-----------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>RAMPAS DE FILTRACIÓN</b> | Pág 3-4 |
| <b>2</b> | <b>BOMBAS DE VACÍO</b>      | Pág 4   |
| <b>3</b> | <b>ACCESORIOS</b>           | Pág 5-6 |

# 1 RAMPAS DE FILTRACIÓN

- Rampas de filtración de acero inoxidable CHM®FR de 1, 3 y 6 posiciones

Las rampas de filtración CHM®FR permiten el uso independiente de cualquier puerto ya que tienen llave de paso en cada embudo.

Han sido diseñados específicamente para aplicaciones en las que las partículas o microorganismos retenidos en la superficie del filtro de membrana son sometidos a análisis.

Las rampas de filtración están fabricadas en acero inoxidable AISI 316 de alta calidad, disponibles en 1, 3 y 6 posiciones y, en embudos graduados de 100 ml y 500 ml de capacidad.

En las unidades de 3 o 6 posiciones, debido a los grifos de acero inoxidable en los puertos del colector, el vacío para cada soporte se puede abrir y cerrar individualmente.

La frita de acero inoxidable asegura una distribución homogénea de las partículas en la superficie del filtro de membrana.

La calidad del material utilizado facilita la limpieza y el enjuague sencillo y eficiente después de su uso.



## Especificaciones técnicas

Área de filtración máxima	12,5 cm <sup>2</sup> /embudo
Material	Tubo colector, embudos, tapas, abrazaderas y soportes de filtro de acero inoxidable AISI 316 Juntas planas Vitton®
Filtro de membrana	47/50 mm diámetro
Esterilización	En autoclave a (121 °C o 134 °C) o calor seco El embudo y el soporte del filtro se pueden esterilizar en autoclave y flamear.

Si necesita, disponemos de placas con medio de cultivo. Háganoslo saber y le facilitaremos más información.

Referencia	Descripción	Oferta
FR1X100MC	Rampa de filtración acero inoxidable CHM 1 puesto, embudo de 100 ml graduado.	<b>635,55€</b>
FR1X500MC	Rampa de filtración acero inoxidable CHM 1 puesto, embudo de 500 ml graduado.	<b>679,49€</b>
FR3X100MC	Rampa de filtración acero inoxidable CHM 3 puestos, embudos de 100 ml graduados.	<b>1.520,31€</b>
FR3X500MC	Rampa de filtración acero inoxidable CHM 3 puestos, embudos de 500 ml graduados.	<b>1.627,84€</b>
FR6X100MC	Rampa de filtración acero inoxidable CHM 6 puestos, embudos de 100 ml graduados.	<b>2.879,29€</b>
FR6X500MC	Rampa de filtración acero inoxidable CHM 6 puestos, embudos de 500 ml graduados.	<b>3.089,50€</b>

## 2 BOMBAS DE VACÍO



### Especificaciones técnicas

Código	Recomendado para rampas	Caudal Máx. (l/min)
VP300IP25	1-3 posiciones	25
VP800FL59	6 posiciones	59

Referencia	Descripción	Oferta
VP300IP25	Bomba de vacío CHM 25 l/m para rampas de 1 y 3 posiciones.	<b>352,75€</b>
VP800FL59	Bomba de vacío CHM 59 l/m, 2 cabezales, para rampas de 6 posiciones.	<b>1062,50€</b>

# 3 Accesorios

- Embudos



Referencia	Descripción	Oferta
FR1X100IN	Embudo de acero inoxidable 100 ml. graduado. Unidad	<b>611,07€</b>
FR1X500IN	Embudo de acero inoxidable 500 ml. graduado. Unidad	<b>655,10€</b>



- Botellas

Referencia	Descripción	Oferta
FR2001	Botella de vacío CHM capacidad 1 litro con tapón doble orificio, graduado. Unidad	<b>107,87€</b>
FR2005	Botella de vacío CHM capacidad 5 litros con tapón doble orificio, graduado. Unidad	<b>200,26€</b>

- Manguera


Referencia	Descripción	Oferta
FR6623	Manguera especial vacío CHM 1 metro. Unidad	<b>20,57€</b>

- Monitores microbiológicos



Referencia	Descripción	Precio por caja / Ud.
STF045050U-S	Filtro venteo con membrana de PTFE hidrofóbico CHM 0.45 µm, 50 mm, entrada y salida conexión tubo, esteril, individual. Unidad solo disponible si compra una rampa de filtración o una bomba de vacío.	<b>8,63€</b>
STF045050T-S	Filtro venteo con membrana de PTFE hidrofóbico CHM 0.45 µm, 50 mm, entrada y salida conexión tubo, esteril, individual. Caja 10 unids.	<b>101,24€</b>
M100-MNW045047K-SG	Monitores microbiológicos 100 ml CHM con membrana nitrato cel. 0.45 µm, 47 mm, blanca, cuadrículada, esteril. Caja 50 unids. Cantidad mínima de compra 10 cajas.	<b>148,92€</b>
M100-ADAP	Adaptador para monitores microbiológicos a rampa de filtración CHM. Unidad	<b>20,57€</b>

- Filtros de membrana



Referencia	Descripción	Precio por caja / Ud.
MNW045047H-SG	Filtro membrana nitrato cel. CHM 0.45 µm, 47 mm, blanca, cuadrículada, esteril individual. Caja 100 unids. Cantidad mínima de compra 30 cajas.	<b>48,62€</b>
MNW020047H-SG	Filtro membrana nitrato cel. CHM 0.2 µm, 47 mm, blanca, cuadrículada, esteril individual. Caja 100 unids. Cantidad mínima de compra 10 cajas.	<b>53,64€</b>
MNB045047H-SW	Filtro membrana nitrato cel. CHM 0.45 µm, 47 mm, negra, cuadrículada, esteril individual. Caja 100 unids. Cantidad mínima de compra 10 cajas.	<b>68,17€</b>



Suministros Generales para Laboratorio  
C.Energia, 77 - P.I. les Guixeres  
08915 Badalona  
93 356 81 70

[www.sglab.net](http://www.sglab.net)