

RESULTADOS FIABLES EMPIEZAN CON LIMPIEZA IMPECABLE

Evite errores en sus análisis, la limpieza suele ser la gran olvidada del los laboratorios... hasta que algo sale mal. ¿Lava usted su material de laboratorio manualmente? Si la respuesta es sí, es muy posible que esté introduciendo errores por cristalería sucia en sus análisis. Restos de reactivos, contaminaciones cruzadas o residuos invisibles pueden alterar incluso el protocolo más preciso.

Consecuencias de una limpieza inadecuada

Las trazas metálicas o residuos orgánicos pueden:

- Introducir interferencias.
- Alterar calibraciones.
- Provocar falsos positivos o negativos.

En sectores como el farmacéutico o medioambiental, estos errores pueden ser inaceptables. Por ello, adoptar un sistema de limpieza profesional de cristalería de laboratorio es una inversión en fiabilidad.

Lavadoras de laboratorio Smeg Instruments: fiabilidad desde la preparación

Las lavadoras de laboratorio Smeg Instruments, como el modelo GW6090, ofrecen una solución eficaz y certificable. Estos equipos están diseñados para laboratorios exigentes que requieren:

- Ciclos validados para todo tipo de material: volumétrico, analítico o de vidrio delicado.
- Compatibilidad con detergentes específicos, como el Smeg L110, ideal para eliminar residuos minerales.
- Control térmico y secado automático, evitando marcas y humedad residual.

Además, permiten documentar el proceso, cumpliendo normativas GLP e ISO.

Buenas prácticas en limpieza y trazabilidad



Lave el material lo antes posible tras su uso



Aplique ciclos adecuados al tipo de suciedad



Realice un enjuague final con agua desionizada para evitar residuos

Adoptar un instrumento Smeg en su laboratorio garantiza la eliminación de residuos y aporta trazabilidad en limpieza de laboratorio, un aspecto clave en auditorías y validaciones.

Permite asegurar la limpieza del material, reducir errores analíticos y mantener la trazabilidad del proceso. Invertir en una limpieza adecuada no solo optimiza el tiempo y los recursos, sino que eleva la fiabilidad y precisión de los resultados desde el inicio del análisis.