

*El pedido mínimo para obtener portes gratuitos es de 150€. Para pedidos inferiores, se aplicará un coste de portes de 10€

ALUGRAM® Xtra SIL G UV254




66,43€*

~~pvp 214€~~



- **Excelente humectabilidad** para resultados de coloración precisos, incluso con eluyentes 100% acuosos.
- **Excelente eficacia de separación y reproducibilidad** de un lote a otro.
- **Corte fácil y fiable** gracias a un sistema aglutinante optimizado, sin descamación de sílice.
- **Capa de gel de sílice no modificado (SiOH) sobre aluminio para TLC.**



Propiedades de los componentes de la lámina:

- **Adsorbente:** Sílice 60, tamaño medio de poro 60 Å, volumen específico de poro 0,75 ml/g, tamaño de partícula 5-17 µm.
- **Indicador:** Silicato de zinc activado con manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm).
- **Ligante:** producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos.

Material Peligroso	No
Método	Cromatografía en capa fina
Marca	ALUGRAM Xtra
Fase	Xtra SIL G UV254
Referencia	MNL818333
Material de base	Láminas de aluminio recubiertas con gel de sílice
Química superficial	Gel de sílice no modificado (SiOH)
Modo	Fase normal (NP)
Tamaño de la placa	20x20cm
Grosor de la capa	0,20 mm
Dureza de la capa	Estándar, suave
Indicador ultravioleta	Sí
Material de soporte/respaldo	Aluminio
Tamaño de partícula	5-17 micras
Tipo de partícula	Partículas totalmente porosas (FPP)
Forma de partícula	Irregular
Tamaño de poro	60 Å
Volumen de poros	0,75 ml/g
Agglutinante	Sí
Estabilidad del pH	2,0-8,0
Aplicaciones recomendadas	Aflatoxinas, Alcaloides, Aminas, Aminoácidos, Analgésicos, Antibióticos, Hormonas, Compuestos de marihuana, Fase normal (NP), Patulina, Esteroides, Edulcorantes, Vitamina
Estabilidad de la temperatura	Alto
Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente
Material entregado	25x láminas (20 x 20cm)