

ANALIZADOR DE HUMEDAD MB120

Válida hasta 31/12/2025

Características principales

Un avanzado analizador de humedad de alto rendimiento. Lleve la medición a un nivel superior.

La humedad afecta todo lo que utilizamos a diario. Por lo tanto, en la mayoría de los casos es importante poder determinar con precisión el contenido de humedad en las muestras.

El analizador de humedad MB120 está equipado para manejar mediciones rutinarias y sofisticadas haciendo que todo el proceso sea más rápido, más fácil y más eficiente. El MB120 le permite analizar más muestras, acceder a datos guardados y dedicar menos tiempo a la preparación y más tiempo a poner sus resultados a trabajar.



- Siete criterios de cierre (manual, con temporizador, automático libre %/s, automático libre mg/s, A30, A60 y A90).
- Cuatro perfiles de secado (estándar, rápido, rampa, paso a paso).
- Almacenamiento de hasta 100 métodos y 1000 resultados de prueba para todos los métodos.
- Guía del usuario.
- Rango de temperatura de calentamiento de 40 °C a 230 °C (incrementos de 1 °C).
- 14 idiomas de operación.

Ref.	Lectura mínima de la proporción de humedad	Tamaño del plato	Capacidad máxima	P.V.P	OFERTA
MB 120	1 mg/0.01%	90 mm	120 g	5.265€	4.208€