

PIPETAS BRAND TRANSFERPETTE S

Válida hasta 30/11/2025

Características principales

- **Uso genuino con una sola mano:** ajustar volumen, pipetear y expulsar sin cambiar el agarre.
- **Protección del ajuste de volumen:** evita cambios accidentales y mejora la reproducibilidad.
- **Fácil calibración:** ajuste permanente sin herramientas.
- **Cono universal de puntas:** amplia compatibilidad con puntas de distintos fabricantes.
- **Autoclavables (121 °C) y resistentes a UV:** para un mantenimiento sencillo.
- **Baja fuerza y carrera corta del émbolo:** trabajo cómodo en series largas.
- Rangos de volumen: monocal 0,1 µl–10 ml; multicanal (S -8/-12) 0,5–300 µl.
- Ergonomía ambidiestra y codificación por color para identificar rangos de volumen de un vistazo.
- **Suministro estándar:** pipeta (variable o fija), marcado DE-M, certificado de prestaciones, soporte/estante y grasa de silicona.



Starter Kit 1



Package 2

Ref.	Descripción	P.V.P	OFERTA
705890	Kit de inicio Micro, 3 pipetas: D-2,5 (0,1–2,5µl), D-10 (0,5–10µl), D-100 (10–100µl), 3 puntas de pipeta TipBox, 3 soportes para estante/bastidor, DE-M.	867€	688€
705891	Kit de inicio Midi, 3 pipetas: D-20 (2–20 µl), D-200 (20–200 µl), D-1000 (100–1000 µl), 3 x puntas de pipeta TipBox, 3 x soporte para estante/bastidor, DE-M	867€	688€
705892	Kit de inicio Macro, 3 pipetas: D-1000 (100–1000 µl), D-5000 (500–5000 µl), D-10000 (1000–10000 µl), 3 x puntas de pipeta TipBox, 3 x soporte para estante/bastidor, DE-M	867€	688€
705893	Kit de inicio estándar, 3 pipetas: D-10 (0,5–10 µl), D-100 (10–100 µl), D-1000 (100–1000 µl), 3 x puntas de pipeta TipBox, 3 x soportes para estantes/bastidores, DE-M	867€	688€
705896	Paquete de pipetas 1, 5 pipetas: D-2,5 (0,1–2,5 µl), D-10 (0,5–10 µl), D-20 (2–20 µl), D-200 (20–200 µl), D-1000 (100–1000 µl), 3 x puntas de pipeta TipBox, soporte de mesa (carrusel para 6 dispositivos), DE-M	1.388€	1.147€
705897	Paquete de pipetas 2, 5 pipetas: D-10 (0,5–10 µl), D-100 (10–100 µl), D-200 (20–200 µl), D-1000 (100–1000 µl), D-5000 (500–5000 µl), 4 x puntas de pipeta TipBox, soporte de mesa (carrusel para 6 dispositivos), DE-M	1.388€	1.147€